

Υπηρεσία

Εκτίμησης Κινδύνου 10ετίας για ΣΔ II

ΟΔΗΓΟΣ για την παροχή της μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας AretaiosHealth



ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας
Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών



Είσοδος στην υπηρεσία: α' τρόπος



Επιλέξτε τον φάκελο «Ασθενείς»

ARETAIOS HEALTH

Home | Ημερολόγιο | **Ασθενείς** | Αρχεία | Αναφορές

Ονοματεπώνυμο Α.Μ.Κ.Α. Αριθμός φακέλου — 6

Επώνυμο	Όνομα	Όνομα πατρός	Φ	Ηλικία	Α.Μ.Κ.Α.	Τηλέφωνο	Αρ. φακέλου	Πρότυπο	Α.Δ.Τ.	Α.Φ.Μ.	Επάγγελμα	Καταχώρηση	
test 1	patient		Θ	43	15118012345			Ασθενής	AA123456			15/11/2023	
test 2	patient		Α	68	01025632187			Ασθενής				15/11/2023	
test 3	patient		Α	56	25126795162			Ασθενής				15/11/2023	
test 4	patient		Α	75	12074819369			Ασθενής				28/11/2023	
test 5	patient		Θ	20	31012004885			Ασθενής				31/01/2024	
test 6	patient		Θ	65	26045900000			Ασθενής				26/04/2024	




Στοιχεία ασθενούς | Φάκελος υγείας | Νέος ασθενής | Επεξεργασία ασθενούς | Διαγραφή ασθενούς

4He v2.0.276.03 | Φαρμακείο AretaiosHealth....



Επώνυμο	Όνομα	Όνομα πατρός	Φ	Ηλικία	Α.Μ.Κ.Α.	Τηλέφωνο	Αρ. φακέλου	Πρότυπο	Α.Δ.Τ.	Α.Φ.Μ.	Επάγγελμα	Καταχώρηση	📄
test 1	patient		Θ	43	15118012345			Ασθενής	AA123456			15/11/2023	
test 2	patient		Α	68	01025632187			Ασθενής				15/11/2023	
test 3	patient		Α	56	25126795162			Ασθενής				15/11/2023	
test 4	patient		Α	75	12074819369			Ασθενής				28/11/2023	
test 5	patient		Θ	20	31012004885			Ασθενής				31/01/2024	
test 6	patient		Θ	65	26045900000			Ασθενής				26/04/2024	






Εντοπίστε τον ασθενή από την υπάρχουσα λίστα και **επιλέξτε** τον (διπλό κλικ)





Επώνυμο	Όνομα	Όνομα πατρός	Φ	Ηλικία	Α.Μ.Κ.Α.	Τηλέφωνο	Αρ. φακέλου	Πρότυπο	Α.Δ.Τ.	Α.Φ.Μ.	Επάγγελμα	Καταχώρηση	📄
test 1	patient		Θ	43	15118012345			Ασθενής	AA123456			15/11/2023	
test 2	patient		Α	68	01025632187			Ασθενής				15/11/2023	
test 3	patient		Α	56	25126795162			Ασθενής				15/11/2023	
test 4	patient		Α	75	12074819369			Ασθενής				28/11/2023	
test 5	patient		Θ	20	31012004885			Ασθενής				31/01/2024	
test 6	patient		Θ	65	26045900000			Ασθενής				26/04/2024	

Αν ο ασθενής δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε «Νέος ασθενής» και εισάγετε τα στοιχεία του.
Μπορείτε να δείτε τη **διαδικασία δημιουργίας ασθενούς** στο αντίστοιχο [βοηθητικό αρχείο](#).





ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ «Φάκελο Υγείας»

test 6 patient, Θ, 65 ετών - Ασθενής

- Ταυτότητα
- Κίνηση
- Φάκελος υγείας
- Αρχεία
- Αναφορές
- Μηνύματα
- Η/Σ

Δημογραφικά στοιχεία

Πρότυπο *

Επώνυμο *

Όνομα *

Φύλο * Άντρας Γυναίκα Άλλο

Ημ/νία γέννησης 📅 🔔

Αναγνωριστικά

A.M.K.A.

Αριθμός E.K.A.A.

Αριθμός ταυτότητας

Αριθμός διαβατηρίου

A.Φ.Μ.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 🔍

Όνοματεπώνυμο πατρός

Όνοματεπώνυμο μητρός

Οικογενειακή κατάσταση 🔍

Υπηκοότητα 🔍

Τόπος γέννησης 🔍

Τόπος κατοικίας 🔍

Βαπτιστικό όνομα 🔍

Επικοινωνία

Διεύθυνση κατοικίας 🔍

Τηλέφωνο κατοικίας

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση e-mail

Εργασία

Επάγγελμα 🔍

Διεύθυνση εργασίας 🔍

Τηλέφωνο εργασίας

Λοιπές πληροφορίες

Αριθμός φακέλου 🔄

Σύσταση

Φωτογραφία



Ιδιωτικές σημειώσεις

Area for private notes.



ARETAIOS HEALTH Pansyfa Logiscoop

test 6 patient, 65 ετών - Ασθενής

Ταυτότητα Κίνηση Φάκελος υγείας Αρχεία Αναφορές Μηνύματα Η/Σ

Κοινωνικά
Παθήσεις
Ιστορικό
Φάρμακα
Εξετάσεις
Εθιστικές ουσίες
Άσκηση/Διατροφή
Μετρήσεις
Υπηρεσίες

Υπέρταση Κίνδυνος ΣΔΙΙ Κάπνισμα

και στη συνέχεια, επιλέξτε «Κίνδυνος ΣΔΙΙ»

Επιλέξτε από το μενού, τις «Υπηρεσίες»

Αποθήκευση Κλείσιμο

4He v2.0.276.03 test 6 patient, 65 ετών, ... Φαρμακείο AretaiosHealth...



Επιλογή ασθενή

Ο αλγόριθμος που θα ακολουθήσετε είναι βασισμένος στις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση του ΣΔ ΙΙ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της International Diabetes Federation ενώ το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου που θα πραγματοποιήσετε είναι μεταφορά στα ελληνικά του FINDRISC.

Η υπηρεσία συνδιαμορφώθηκε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Ασθενής * test 6 patient, Θ, 65 ετών 🔍 + Δημιουργία

Τα βασικά στοιχεία του ασθενούς φαίνονται πλέον εδώ.



Πατήστε «**Επόμενο**»

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ **Επόμενο**



Είσοδος στην υπηρεσία: β' τρόπος



Από την αρχική σελίδα

στο πεδίο «Εκτίμηση κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη II»

Εκτίμηση κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη II

Στάδιο -

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
15/11/2023	test 3 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	12/12/2023
28/11/2023	test 4 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	25/12/2023
15/11/2023	test 1 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
15/11/2023	test 2 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026

Προσθήκη

Διακοπή καπνίσματος

ΕΠΙΛΕΞΤΕ «Προσθήκη»

Στάδιο -

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
22/12/2023	test 2 patient	Αρχικό	

Ανίχνευση υπέρτασης

Στάδιο -

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
22/12/2023	test 2 patient	Αρχικό	

Προσθήκη

Σημειώσεις

Τίτλος Σημείωση 1



Επιλογή ασθενή

Ο αλγόριθμος που θα ακολουθήσετε είναι βασισμένος στις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση του ΣΔ ΙΙ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της International Diabetes Federation ενώ το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου που θα πραγματοποιήσετε είναι μεταφορά στα ελληνικά του FINDRISC.

Η υπηρεσία συνδιαμορφώθηκε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Ασθενής * 🔍 + Δημιουργία



Αν ο ασθενής είναι ήδη καταχωρημένος στην πλατφόρμα, επιλέξτε τον μεγεθυντικό φακό για να τον αναζητήσετε από τη λίστα των ασθενών.



Εντοπίζετε τον ασθενή, τον
επιλέγετε

Επιλογή ασθενή

Ασθενής

🔍 Ονοματεπώνυμο A.Μ.Κ.Α. Αριθμός φακέλου - 6 📄 ↻

Επώνυμο	Όνομα	Όνομα πατρός	Φ	Ηλικία	A.Μ.Κ.Α.	Τηλέφωνο	📧
test 1	patient		Θ	43	15118012345		
test 2	patient		Α	68	01025632187		
test 3	patient		Α	56	25126795162		
test 4	patient		Α	75	12074819369		
test 5	patient		Θ	20	31012004885		
test 6	patient		Θ	65	26045900000		

➕ Δημιουργία ✓ OK ✖️ Άκυρο

και πατάτε OK.



Επιλογή ασθενή

Ο αλγόριθμος που θα ακολουθήσετε είναι βασισμένος στις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση του ΣΔ ΙΙ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της International Diabetes Federation ενώ το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου που θα πραγματοποιήσετε είναι μεταφορά στα ελληνικά του FINDRISC.

Η υπηρεσία συνδιαμορφώθηκε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Ασθενής * 🔍 + Δημιουργία



Αν ο ασθενής δεν είναι καταχωρημένος στην πλατφόρμα, επιλέξτε «Δημιουργία», για να εισάγετε τα στοιχεία του ασθενούς.



Επιλογή ασθενή

Ο αλγόριθμος που θα ακολουθήσετε είναι βασισμένος στις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση του ΣΔ ΙΙ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της *International Diabetes Federation* ενώ το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου που θα πραγματοποιήσετε είναι μεταφορά στα ελληνικά του *FINDRISC*.

Η υπηρεσία συνδιαμορφώθηκε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Ασθενής * test 6 patient, 0, 65 ετών 🔍 + Δημιουργία

Έχοντας επιλέξει τον ασθενή,



πατήστε «**Επόμενο**», για την έναρξη της υπηρεσίας.

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



Παροχή υπηρεσίας : βοηθητικά αρχεία



Έλεγχος κριτηρίων ένταξης

Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληροί ο επισκέπτης για να ενταχθεί στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II.

test 6 patient

Ενήλικας, που δεν λαμβάνει φάρμακα για Σ.Δ. και δεν έχει διαγνωστεί με Σ.Δ. *

Άνω των 40 ετών

Παχύσαρκος

Αυξημένη περιφέρεια μέσης

Αρτηριακή υπέρταση

Οικογενειακό ιστορικό Σ.Δ.



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Με την έναρξη της υπηρεσίας, στο αριστερό σταθερό πλαίσιο θα βρείτε βοηθητικά αρχεία για την παροχή της υπηρεσίας.

* Το σημείο είναι δυναμικό, οπότε μπορεί τα αρχεία να μεταβάλλονται.

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



Παροχή υπηρεσίας : σενάριο χωρίς μέτρηση γλυκόζης αίματος



Έλεγχος κριτηρίων ένταξης

Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληροί ο επισκέπτης για να ενταχθεί στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II.

test 6 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Ενήλικας, που δεν λαμβάνει φάρμακα για Σ.Δ. και δεν έχει διαγνωστεί με Σ.Δ. *

Άνω των 40 ετών

Παχύσαρκος

Αυξημένη περιφέρεια μέσης

Αρτηριακή υπέρταση

Οικογενειακό ιστορικό Σ.Δ.

Άλλο

Ο ασθενής δεν ικανοποιεί όλα τα κριτήρια για να ενταχθεί στην υπηρεσία.

**Επιλέγετε τα κριτήρια ένταξης
που ισχύουν για τον ασθενή.**

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



🔪 Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Έλεγχος κριτηρίων ένταξης

Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληροί ο επισκέπτης για να ενταχθεί στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II.

test 6 patient

Ενήλικας, που δεν λαμβάνει φάρμακα για Σ.Δ. και δεν έχει διαγνωστεί με Σ.Δ. *

Άνω των 40 ετών

Παχύσαρκος

Αυξημένη περιφέρεια μέσης

Αρτηριακή υπέρταση

Οικογενειακό ιστορικό Σ.Δ.

Άλλο



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

ΠΑΤΗΣΤΕ «ΕΠΟΜΕΝΟ»

✖️ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

⏩ Επόμενο



Έλεγχος κριτηρίων ένταξης

Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληροί ο επισκέπτης για να ενταχθεί στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II.

test 6 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Ενήλικας, που δεν λαμβάνει φάρμακα για Σ.Δ. και δεν έχει διαγνωστεί με Σ.Δ. *

Άνω των 40 ετών

Παχύσαρκος

Αυξημένη περιφέρεια μέσης

Αρτηριακή υπέρταση

Οικογενειακό ιστορικό Σ.Δ.

Άλλο

Επιβεβαίωση



Ο ασθενής πρόκειται να ενταχθεί στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II. Επιθυμείτε να συνεχίσετε;

✔️ Ναι

❌ Όχι

Επιβεβαιώστε με «**Ναι**» την εισαγωγή του ασθενούς στην υπηρεσία



Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μεταφορά στα Ελληνικά του FINDRISC. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο "Επόμενο".

test 6 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Πόσο ετών είστε;

- 18 - 44 ετών
- 45 - 54 ετών
- 55 - 64 ετών
- ≥ 65 ετών

Ποιος είναι ο ΔΜΣ (kg/m²) σας;

- < 25
- 25 - 30
- > 30

Υπολογισμός ΔΜΣ

Ποια είναι η περιμετρος μέσης σας; (μετράται στο επίπεδο του ομφαλού)

- Άνδρας: < 94 cm, Γυναίκα: < 80 cm
- Άνδρας: 94 - 102 cm, Γυναίκα: 80 - 88 cm
- Άνδρας: > 102 cm, Γυναίκα: > 88 cm

Πραγματοποιείτε σωματική δραστηριότητα; (≥30 λεπτά ημερησίως στον ελεύθερο χρόνο σας ή/και στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους καθημερινής δραστηριότητας)

- Ναι
- Όχι

Συμπληρώστε το
ερωτηματολόγιο του
Ελληνικού FINDRISC

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μεταφορά στα Ελληνικά του FINDRISC. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο "Επόμενο".

📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Ποιος είναι ο ΔΜΣ (kg/m²) σας;

- < 25
 25 - 30
 > 30

Υπολογισμός ΔΜΣ

Ύψος cm Βάρος kg → ΔΜΣ kg/m²

Ποια είναι η περιμετρος μέσης σας; (μετράται στο επίπεδο του ομφαλού)

- Άνδρας: < 94 cm, Γυναίκα: < 80 cm
 Άνδρας: 94 - 102 cm, Γυναίκα: 80 - 88 cm
 Άνδρας: > 102 cm, Γυναίκα: > 88 cm

Πραγματοποιείτε σωματική δραστηριότητα; (≥30 λεπτά ημερησίως στον ελεύθερο χρόνο σας ή/και στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους καθημερινής δραστηριότητας)

- Ναι
 Όχι

Πόσο συχνά τρώτε φρούτα και λαχανικά;

- Καθημερινά
 Όχι καθημερινά

Για τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος, **κάνετε κλικ στο γκρι πλαίσιο** και συμπληρώνετε τα πεδία «ύψος» και «βάρους». **Πατήστε στο βελάκι → για τον αυτόματο υπολογισμό του ΔΜΣ.**



Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μεταφορά στα Ελληνικά του FINDRISC. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο "Επόμενο".

Πραγματοποιείτε σωματική δραστηριότητα; (≥30 λεπτά ημερησίως στον ελεύθερο χρόνο σας ή/και στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους καθημερινής δραστηριότητας)

Ναι

0

Όχι

Πόσο συχνά τρώτε φρούτα και λαχανικά;

Καθημερινά

0

Όχι καθημερινά

Έχετε πάρει ποτέ αντιυπερτασικό φάρμακο σε τακτική βάση;

Ναι

0

Όχι

Είχατε ποτέ υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος; (π.χ. σε εγκυμοσύνη, ασθένεια, εξέταση)

Ναι

0

Όχι

Έχετε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη;

Ναι: γονέα, αδελφό, αδελφή, παιδί

5

Ναι: παππού - γιαγιά, θείο - θεία, 1ο ξάδελ.

Όχι

Συνολική βαθμολογία 12

Συνεχίστε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Ανάλογα με τις απαντήσεις, προκύπτει στα γκρι πεδία η αυτόματη βαθμολόγηση.



Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μεταφορά στα Ελληνικά του FINDRISC. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο "Επόμενο".

Πραγματοποιείτε σωματική δραστηριότητα; (≥30 λεπτά ημερησίως στον ελεύθερο χρόνο σας ή/και στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους καθημερινής δραστηριότητας)

Ναι 0
 Όχι

Πόσο συχνά τρώτε φρούτα και λαχανικά;

Καθημερινά 0
 Όχι καθημερινά

Έχετε πάρει ποτέ αντιυπερτασικό φάρμακο σε τακτική βάση;

Ναι 0
 Όχι

Είχατε ποτέ υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος; (π.χ. σε εγκυμοσύνη, ασθένεια, εξέταση)

Ναι 0
 Όχι

Έχετε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη;

Ναι: γονέα, αδελφό, αδελφή, παιδί 5
 Ναι: παππού - γιαγιά, θείο - θεία, 1ο ξάδελ.
 Όχι

Συνολική βαθμολογία 12

Στο τέλος προκύπτει και η **συνολική βαθμολογία.**

πατήστε «**Επόμενο**»



ARETAIOS HEALTH

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

test 6 patient

Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:
Μέτρια αυξημένος κίνδυνος (17% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Από τη συνολική βαθμολογία, προκύπτει ο **βαθμός κινδύνου εμφάνισης ΣΔΙΙ στην επόμενη 10ετία.**

Βάσει του αλγόριθμου, ο ασθενής δεν χρειάζεται να παραπεμφθεί στον γιατρό.

ARETAIOS HEALTH

- Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2
- Παρουσίαση υπηρεσίας
- Οδηγός
- Αλγόριθμος
- Ενημερωτικό έντυπο
- Βίντεο

4He v2.0.276.03 | test 6 patient, Θ, ...

Άκυρο Προηγούμενο Επόμενο

Φαρμακείο AretaiosHealth...



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου


test 6 patient


Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:


Μέτρια αυξημένος κίνδυνος (17% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)





**ARETAIOS
HEALTH**

 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

 Παρουσίαση υπηρεσίας


 Οδηγός


 Αλγόριθμος


 Ενημερωτικό έντυπο

 Βίντεο

ΠΑΤΗΣΤΕ «**Επόμενο**»

 Άκυρο

 Προηγούμενο

 Επόμενο



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

test 6 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:

Μέτρια αυξημένος κίνδυνος (17% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Επιβεβαίωση



Βάσει των στοιχείων που έχετε εισάγει, η σύσταση προς τον ασθενή είναι: υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και επανάληψη της εκτίμησης κινδύνου σε ≤ 3 έτη. Επιθυμείτε να συνεχίσετε;

✔️ Ναι

❌ Όχι

Επιβεβαιώστε με «**Ναι**» τις προτεινόμενες συστάσεις και τη συνέχεια της υπηρεσίας.

❌ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

⏩ Επόμενο



Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ολοκλήρωση υπηρεσίας

Εκτύπωσε το ερωτηματολόγιο αλλά πριν το παραδώσεις στον επισκέπτη και ολοκληρώσεις την υπηρεσία, χρησιμοποίησε το για να τον ενημερώσεις σχετικά με, την βαθμολογία που συγκέντρωσε, την κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκει και το ποσοστό κινδύνου που διατρέχει να αναπτύξει ΣΔ II εντός της επόμενης 10ετίας.

test 6 patient

Ο/η test 6 patient εντάχθηκε στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II την 26/04/2024.

Στάδιο Ολοκληρώθηκε

Στα πλαίσια της υπηρεσίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη παραπομπής του ασθενούς σε γιατρό. Συστήνεται η συνέχιση - υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και επανάληψη της εκτίμησης κινδύνου σε ≤ 3 έτη.

Επόμενη εκτίμηση έως 26/04/2027

Αποτελέσματα δράσης

Ερωτηματολόγιο



Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

Παρουσίαση υπηρεσίας


Οδηγός

Αλγόριθμος

Ενημερωτικό έντυπο

Βίντεο

Βάσει του αλγόριθμου



Παραδίδονται στον ασθενή:

- Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με αποτέλεσμα εκτίμησης κινδύνου & Υγιεινοδιατροφικές συμβουλές

Στο τελευταίο βήμα, μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τα **Αποτελέσματα της δράσης** και το **συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο**.

Τελευταία ενημέρωση 26/04/2024

Άκυρο

Προηγούμενο

Ολοκλήρωση



Το Αποτέλεσμα της δράσης

Φαρμακείο AretaiosHealth.gr_Logiscoop Pansyfa

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II

Όνοματεπώνυμο	test 6 patient	A.M.K.A.	26045900000
Ημ/νία γέννησης	26/04/1959 (65 ετών)	Αριθμός τηλεφώνου	

Ιατρικό ιστορικό

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II

Η εκτίμηση κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη τύπου II πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ομώνυμης υπηρεσίας που παρέχεται από τα πρωτοβάθμια φαρμακεία της χώρας, με την υποστήριξη του ΑΡΕΤΑΙΟΣ Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών και με την συνεργασία της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Στην υπηρεσία εντάσσονται ενήλικες, που δεν λαμβάνουν φάρμακα για σακχαρώδη διαβήτη, δεν έχουν διαγνωστεί με σακχαρώδη διαβήτη και έχουν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου (άνω των 40 ετών, παχύσαρκος, αυξημένη περιφέρεια μέσης, αρτηριακή υπέρταση, οικογενειακό ιστορικό Σ.Δ.)

Στις 26/04/2024 ο ασθενής επισκέφτηκε το φαρμακείο μας οπότε και πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη με βάση το ερωτηματολόγιο FINDRISC.

Βάσει του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής:

Συγκέντρωσε βαθμολογία 12 οπότε ανήκει στην κατηγορία Μέτρια αυξημένος κίνδυνος (17% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Συμπέρασμα

Στα πλαίσια της υπηρεσίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη παρακολούθησης της υγείας του ασθενούς από ειδικό ιατρό. Δόθηκαν υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές.

Επόμενος έλεγχος έως: 26/04/2027

- Ο/Η φαρμακοποιός -

Στοιχεία ασθενούς Πλήρη

Εξαγωγή

Εκτύπωση

Αποστολή

Κλείσιμο



Φαρμακείο AretaiosHealth.gr_Logiscoop Pansyfa

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II

Όνοματεπώνυμο	test 6 patient	A.M.K.A.	26045900000
Ημ/νία γέννησης	26/04/1959 (65 ετών)	Αριθμός τηλεφώνου	

Ιατρικό ιστορικό

☰ Ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II

	Βαθμολογία
Πόσο ετών είστε; 18 - 44 ετών (0 βαθμοί) 45 - 54 ετών (2 βαθμοί) 55 - 64 ετών (3 βαθμοί) ≥ 65ετών (4 βαθμοί)	4
Ποιος είναι ο ΔΜΣ (kg/m2) σας; < 25 (0 βαθμοί) 25 - 30 (1 βαθμός) > 30 (3 βαθμοί)	0
Ποια είναι η περιμετρος μέσης σας; (μετράται στο επίπεδο του ομφαλού) Ανδρας: < 94cm (0 βαθμοί), Γυναίκα: < 80cm (0 βαθμοί) Ανδρας: 94 - 102cm (3 βαθμοί), Γυναίκα: 80 - 88cm (3 βαθμοί) Ανδρας: > 102cm (4 βαθμοί), Γυναίκα: > 88cm (4 βαθμοί)	3
Πραγματοποιείτε σωματική δραστηριότητα; (≥ 30 λεπτά ημερησίως στον ελεύθερο χρόνο σας ή/και στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους καθημερινής δραστηριότητας) Ναι (0 βαθμοί) Όχι (2 βαθμοί)	0
Πόσο συχνά τρώτε φρούτα και λαχανικά; Καθημερινά (0 βαθμοί) Όχι καθημερινά (1 βαθμός)	0
Έχετε πάρει ποτέ αντιυπερτασικό φάρμακο σε τακτική βάση; Ναι (2 βαθμοί) Όχι (0 βαθμοί)	0
Είνατε ποτέ υψηλά επίπεδα υλικόζης αίματος; (π.χ. σε εγκυμοσύνη, σαβένεια, εξέταση)	

ΠΑΤΗΣΤΕ «ΚΛΕΙΣΙΜΟ»

Στοιχεία ασθενούς Πλήρη ▾



Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ολοκλήρωση υπηρεσίας

Εκτύπωσε το ερωτηματολόγιο αλλά πριν το παραδώσεις στον επισκέπτη και ολοκληρώσεις την υπηρεσία, χρησιμοποίησε το για να τον ενημερώσεις σχετικά με, την βαθμολογία που συγκέντρωσε, την κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκει και το ποσοστό κινδύνου που διατρέχει να αναπτύξει ΣΔ II εντός της επόμενης 10ετίας.

test 6 patient

Ο/η test 6 patient εντάχθηκε στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II την 26/04/2024.

Στάδιο

Στα πλαίσια της υπηρεσίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη παραπομπής του ασθενούς σε γιατρό. Συστήνεται η συνέχιση - υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και επανάληψη της εκτίμησης κινδύνου σε ≤ 3 έτη.

Επόμενη εκτίμηση έως

Αποτελέσματα δράσης

Ερωτηματολόγιο



Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

Παρουσίαση υπηρεσίας

Οδηγός

Αλγόριθμος

Ενημερωτικό έντυπο

Βίντεο

Πατήστε «Ολοκλήρωση»

Τελευταία ενημέρωση

Άκυρο

Προηγούμενο

Ολοκλήρωση



Έχετε επιστρέψει στη σελίδα
«Υπηρεσίες» του Φακέλου Υγείας,
εντός της καρτέλας του ασθενούς.

ARETAIOS HEALTH

test 6 patient, Θ, 65 ετών - Ασθενής

Ταυτότητα Κίνηση Φάκελος υγείας Αρχεία Αναφορές Μηνύματα Η/Σ

Κοινωνικά
Παθήσεις
Ιστορικό
Φάρμακα
Εξετάσεις
Εθιστικές ουσίες
Άσκηση/Διατροφή
Μετρήσεις
Υπηρεσίες

Υπέρταση Κίνδυνος ΣΔΙΙ Κάπνισμα

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II

Στάδιο Ολοκληρώθηκε

Τελευταία ενημέρωση 26/04/2024
Επόμενη ανασκόπηση 26/04/2027
Εκτίμηση

Φαίνεται το **στάδιο** στο οποίο
είναι η **υπηρεσία** για τον
συγκεκριμένο ασθενή.

Πατήστε «**Κλείσιμο**»

Αποθήκευση Κλείσιμο

4He v2.0.276.03 test 6 patient, Θ, ... Φαρμακείο AretaiosHealth...








Έχετε επιστρέψει στη λίστα των
καταχωρημένων ασθενών.



🔍 Ονοματεπώνυμο Α.Μ.Κ.Α. Αριθμός φακέλου —

Επάγγελμα	Όνομα	Όνομα πατρός	Φ	Ηλικία	Α.Μ.Κ.Α.	Τηλέφωνο	Αρ. φακέλου	Πρότυπο	Α.Δ.Τ.	Α.Φ.Μ.	Επάγγελμα	Καταχώρηση
test	patient		Θ	43	15118012345			Ασθενής	AA123456			15/11/2023
test	patient		Α	68	01025632187			Ασθενής				15/11/2023
	patient		Α	56	25126795162			Ασθενής				15/11/2023
	patient		Α	75	12074819369			Ασθενής				28/11/2023
	patient		Θ	20	31012004885			Ασθενής				31/01/2024
	patient		Θ	65	26045900000			Ασθενής				26/04/2024

Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.





ARETAIOS HEALTH Pansyfa Logiscoop

🏠 **Ημερολόγιο** 👤 **Ασθενείς** 📁 **Αρχεία** 🖨️ **Αναφορές**

Αρχική σελίδα ⚙️

Εκτίμηση κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη II

Στάδιο - 5 🔄

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
15/11/2023	test 3 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	12/12/2023
28/11/2023	test 4 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	25/12/2023
15/11/2023	test 1 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
15/11/2023	test 2 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
26/04/2024	test 6 patient	Ολοκληρώθηκε	26/04/2027

Ανίχνευση υπέρτασης

Στάδιο - 1 🔄

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
22/12/2023	test 2 patient	Αρχικό	

📌 Προσθήκη

Διακοπή κ...

Στάδιο -

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
22/12/2023	test 2 patient	Αρχικό	

Σημειώσεις

Τίτλος: Σημείωση 1


4He v2.0.276.03 ⚙️ 📄 Φαρμακείο AretaiosHealth...

Στην αρχική σελίδα, φαίνεται η νέα εγγραφή στην υπηρεσία.



Παροχή υπηρεσίας : σενάριο με μέτρηση γλυκόζης αίματος




 Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II


Έλεγχος κριτηρίων ένταξης


Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληροί ο επισκέπτης για να ενταχθεί στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II.


test 7 patient




 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

 Παρουσίαση υπηρεσίας

 Οδηγός

 Αλγόριθμος

 Ενημερωτικό έντυπο

 Βίντεο

Ενήλικας, που δεν λαμβάνει φάρμακα για Σ.Δ. και δεν έχει διαγνωστεί με Σ.Δ. *

Άνω των 40 ετών

Παχύσαρκος

Αυξημένη περιφέρεια μέσης

Αρτηριακή υπέρταση


Οικογενειακό ιστορικό Σ.Δ.


Άλλο

**Επιλέγετε τα κριτήρια ένταξης
που ισχύουν για τον ασθενή.**

πατήστε «Επόμενο»

 Άκυρο

 Προηγούμενο

 Επόμενο



Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μεταφορά στα Ελληνικά του FINDRISC. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο "Επόμενο".

Πραγματοποιείτε σωματική δραστηριότητα; (≥ 30 λεπτά ημερησίως στον ελεύθερο χρόνο σας ή/και στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους καθημερινής δραστηριότητας)

Ναι 2
 Όχι

Πόσο συχνά τρώτε φρούτα και λαχανικά;

Καθημερινά 0
 Όχι καθημερινά

Έχετε πάρει ποτέ αντιυπερτασικό φάρμακο σε τακτική βάση;

Ναι 0
 Όχι

Είχατε ποτέ υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος; (π.χ. σε εγκυμοσύνη, ασθένεια, εξέταση)

Ναι 5
 Όχι

Έχετε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη;

Ναι: γονέα, αδελφό, αδελφή, παιδί 5
 Ναι: παππού - γιαγιά, θείο - θεία, 1ο ξάδελ.
 Όχι

Συνολική βαθμολογία 18

Προκύπτει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη του 15.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο του Ελληνικού FINDRISC.

πατήστε «Επόμενο»

✖️ Άκυρο ⏪ Προηγούμενο ⏩ Επόμενο



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

test 7 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:

Υψηλός κίνδυνος (33% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

Η μέτρηση γλυκόζης έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό και ενισχυτικό. Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τον επισκέπτη και να τον παρακινήσει να επισκεφτεί ειδικό γιατρό.

Ημερομηνία και ώρα 26/04/2024 13:53 📅 Ώρες νηστείας > 8 ώρες ▼ Αποτέλεσμα mg/dL

Από τη συνολική βαθμολογία, προκύπτει **υψηλός κίνδυνος** εμφάνισης ΣΔII στην επόμενη 10ετία.

Βάσει του αλγόριθμου, ο ασθενής πρέπει να παραπεμφθεί στον γιατρό.

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

test 7 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:

Υψηλός κίνδυνος (33% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

Η μέτρηση γλυκόζης έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό και ενισχυτικό. Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τον επισκέπτη και να τον παρακινήσει να επισκεφτεί ειδικό γιατρό.

Ημερομηνία και ώρα 26/04/2024 13:53 📅 Ώρες νηστείας > 8 ώρες ▾ Αποτέλεσμα mg/dL

Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε **μέτρηση γλυκόζης** σε τριχοειδικό αίμα (σχετικό πρωτόκολλο) ως έναν ακόμη τρόπο παρακίνησης. Το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν επηρεάζει την βαθμολογία του ασθενή.

✖ Άκυρο

◀ Προηγούμενο

▶ Επόμενο



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

test 7 patient

Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:

Υψηλός κίνδυνος (33% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

Η μέτρηση γλυκόζης έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό και ενισχυτικό. Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τον επισκέπτη και να τον παρακινήσει να επισκεφθεί ειδικό γιατρό.

Ημερομηνία και ώρα 📅 Ώρες νηστείας Αποτέλεσμα mg/dL

- > 8 ώρες
- > 8 ώρες
- 2 - 8 ώρες**
- <= 2 ώρες

Συμπληρώστε τις **ώρες νηστείας** και το **αποτέλεσμα** της μέτρησης

και πατήστε «**Επόμενο**»



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

✖️ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

⏩ Επόμενο



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

test 7 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Με κριτήριο την βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου, ο ασθενής ανήκει στην παρακάτω πληθυσμιακή ομάδα:

Υψηλός κίνδυνος (33% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Εξωεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης

Η μέτρηση γλυκόζης έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό και ενισχυτικό. Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τον επισκέπτη και να τον παρακινήσει να επισκεφτεί ειδικό γιατρό.

Ημερομηνία και ώρα 📅 Ώρες νηστείας ▼ Αποτέλεσμα *mg/dL*

Επιβεβαίωση



Βάσει των στοιχείων που έχετε εισάγει, η σύσταση προς τον ασθενή είναι: επίσκεψη σε ειδικό ιατρό το αργότερο σε 4 εβδομάδες. Επιθυμείτε να συνεχίσετε;

✔️ Ναι

❌ Όχι

Επιβεβαιώστε με «**Ναι**» τις προτεινόμενες συστάσεις και τη συνέχεια της υπηρεσίας.

❌ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

⏩ Επόμενο



Ενημέρωση ασθενή και παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Ενημερώστε τον επισκέπτη για τα ευρήματα, παρακινήστε τον να επισκεφτεί ειδικό γιατρό, παραδώστε του το παραπεμπτικό, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και το έντυπο με τις υγιεινοδιατροφικές συμβουλές. Μετά την επίσκεψη στον ιατρό, εισάγετε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

test 7 patient

Παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Παραπεμπτικό

Ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία με τον ασθενή στις

23/05/2024

Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

Παρουσίαση υπηρεσίας

Οδηγός

Αλγόριθμος

Ενημερωτικό έντυπο


Βίντεο

Επόμενη ενέργεια

- Αναμονή αποτελεσμάτων
- Εισαγωγή αποτελεσμάτων
- Διακοπή υπηρεσίας

Στο τελευταίο βήμα, μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε το **Παραπεμπτικό** και το **συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο**.

Βάσει του αλγόριθμου



Παράδονται στον ασθενή:

- Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με αποτέλεσμα εκτίμησης κινδύνου & Υγιεινοδιατροφικές συμβουλές
- Παραπεμπτικό για τον γιατρό



Φαρμακείο AretaiosHealth.gr_Logiscoop Pansyfa

Παραπεμπτικό

Όνοματεπώνυμο	test 7 patient	A.M.K.A.	15078211111
Ημ/νία γέννησης	15/07/1982 (41 ετών)	Αριθμός τηλεφώνου	

Ιατρικό ιστορικό

🔔 Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II

Στις 26/04/2024 ο ασθενής επισκέφτηκε το φαρμακείο μας οπότε και πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη με βάση το ερωτηματολόγιο FINDRISC.

Βάσει του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής:

Συγκέντρωσε βαθμολογία 18 οπότε ανήκει στην κατηγορία Υψηλός κίνδυνος (33% πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη II εντός των επόμενων 10 ετών)

Εξεργαστηριακή μέτρηση γλυκόζης στο φαρμακείο:

Ημ/νία και ώρα: 26/04/2024 13:53, Ώρες νηστείας: > 8 ώρες Αποτέλεσμα: 150 mg/dL

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών:

Η σύσταση προς τον ασθενή είναι: **Να επισκεφτεί ειδικό γιατρό εντός 4 εβδομάδων.**

- Ο/Η φαρμακοποιός -

Logiscoop Pansyfa

Στοιχεία ασθενούς Πλήρη ▾

📄 Εξαγωγή ▾

🖨️ Εκτύπωση

📧 Αποστολή

✕ Κλείσιμο



Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ενημέρωση ασθενή και παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Ενημερώστε τον επισκέπτη για τα ευρήματα, παρακινήστε τον να επισκεφτεί ειδικό γιατρό, παραδώστε του το παραπεμπτικό, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και το έντυπο με τις υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές. Μετά την επίσκεψη στον ιατρό, εισάγετε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

test 7 patient



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Παραπομπή σε ειδικό ιατρό

📄 Παραπεμπτικό

📄 Ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία με τον ασθενή στις

23/05/2024

Επόμενη ενέργεια

- Αναμονή αποτελεσμάτων
- Εισαγωγή αποτελεσμάτων
- Διακοπή υπηρεσίας

Πατήστε «Ολοκλήρωση»

✖ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

▶▶ Ολοκλήρωση



Παροχή υπηρεσίας : επιστροφή ασθενούς μετά από παραπεμπτικό



Ας υποθέσουμε ότι ο ασθενής πήγε στον γιατρό και επέστρεψε στο φαρμακείο. Τότε μπορείτε να εισάγετε στο τα νέα δεδομένα.

ARETAIOS HEALTH

Αρχική σελίδα

Ημερολόγιο Ασθενείς Αρχεία Αναφορές

Εκτίμηση κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη II

Στάδιο - 6 Προσθήκη

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
15/11/2023	test 3 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	12/12/2023
28/11/2023	test 4 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	25/12/2023
26/04/2024	test 7 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	23/05/2024
15/11/2023	test 1 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
15/11/2023	test 2 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
26/04/2024	test 6 patient	Ολοκληρώθηκε	26/04/2027

Από το πεδίο «Εκτίμηση κινδύνου ΣΔΙΙ» στην αρχική σελίδα, επιλέξτε τον ασθενή.

Ανίχνευση υπέρτασης

Στάδιο Διεκόπη 0 Προσθήκη

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
--------	---------	--------	------------

Διακοπή καπνίσματος

Στάδιο - 1 Προσθήκη

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
22/12/2023	test 2 patient	Αρχικό	

Σημειώσεις

Τίτλος Σημείωση 1

4He v2.0.276.03 Φαρμακείο AretaiosHealth...



Επιλογή ασθενή

Ο αλγόριθμος που θα ακολουθήσετε είναι βασισμένος στις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση του ΣΔ ΙΙ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της International Diabetes Federation ενό το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου που θα πραγματοποιήσετε είναι μεταφορά στα ελληνικά του FINDRISC.

Η υπηρεσία συνδιαμορφώθηκε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Ασθενής * 🔍 + Δημιουργία



ΕΠΙΛΕΞΤΕ «Επόμενο»

✖️ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



ARETAIOS HEALTH

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ενημέρωση ασθενή και παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Ενημερώστε τον επισκέπτη για τα ευρήματα, παρακινήστε τον να επισκεφτεί ειδικό γιατρό, παραδώστε του το παραπεμπτικό, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και το έντυπο με τις υγιεινοδιατηρητικές οδηγίες από αυτήν.

test 7 patient

Παραπομπή σε ειδικό ιατρό

- Παραπεμπτικό
- Ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία με τον ασθενή στις 23/05/2024

Επόμενη ενέργεια

- Αναμονή αποτελεσμάτων
- Εισαγωγή αποτελεσμάτων
- Διακοπή υπηρεσίας

ARETAIOS HEALTH

- Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2
- Παρουσίαση υπηρεσίας
- Οδηγός
- Αλγόριθμος
- Ενημερωτικό έντυπο
- Βίντεο

Άκυρο Προηγούμενο Ολοκλήρωση

4He v2.0.276.03 Φαρμακείο AretaiosHealth...

Βρίσκεστε στο στάδιο στο οποίο σταμάτησε η παροχή της υπηρεσίας την προηγούμενη φορά.



Ενημέρωση ασθενή και παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Ενημερώστε τον επισκέπτη για τα ευρήματα, παρακινήστε τον να επισκεφτεί ειδικό γιατρό, παραδώστε του το παραπεμπτικό, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και το έντυπο με τις υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές. Μετά την επίσκεψη στον ιατρό, εισάγετε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

test 7 patient

Παραπομπή σε ειδικό ιατρό

📄 Παραπεμπτικό

📄 Ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία με τον ασθενή στις

23/05/2024



📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2

📄 Παρουσίαση υπηρεσίας

📄 Οδηγός

📄 Αλγόριθμος

📄 Ενημερωτικό έντυπο

📄 Βίντεο

Επόμενη ενέργεια

- Αναμονή αποτελεσμάτων
- Εισαγωγή αποτελεσμάτων
- Διακοπή υπηρεσίας

Ανάλογα τα δεδομένα,
μπορείτε να επιλέξετε
«Εισαγωγή
αποτελεσμάτων» ή
«Διακοπή υπηρεσίας».



Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Ενημέρωση ασθενή και παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Ενημερώστε τον επισκέπτη για τα ευρήματα, παρακινήστε τον να επισκεφτεί ειδικό γιατρό, παραδώστε του το παραπεμπτικό, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και το έντυπο με τις υγιεινοδιατροφικές συμβουλές. Μετά την επίσκεψη στον ιατρό, εισάγετε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

test 7 patient



- 📄 Εγχειρίδιο Διαχείρισης ΣΔ2
- 📄 Παρουσίαση υπηρεσίας
- 📄 Οδηγός
- 📄 Αλγόριθμος
- 📄 Ενημερωτικό έντυπο
- 📄 Βίντεο

Παραπομπή σε ειδικό ιατρό [📄 Παραπεμπτικό](#)

[📄 Ερωτηματολόγιο](#)

Επικοινωνία με τον ασθενή στις [23/05/2024](#)

Επόμενη ενέργεια

- Αναμονή αποτελεσμάτων
- Εισαγωγή αποτελεσμάτων
- Διακοπή υπηρεσίας

ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΕΠΟΜΕΝΟ»

✖ Άκυρο

⏪ Προηγούμενο

▶ Επόμενο



Αποτέλεσμα παρέμβασης

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Εάν προσπαθήσετε να αναζητήσετε την διάγνωση με κωδικό ICD-10 θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λατινικό αλφάβητο. Προσθέστε σχόλια και χρήσιμες πληροφορίες στο ελεύθερο πεδίο.

test 7 patient

Έκβαση Επισκέφθηκε ειδικό γιατρό

Αποτέλεσμα παρέμβασης

- Διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη
- Άλλη διάγνωση
- Δεν διαγνώστηκε με νόσο
- Τέθηκε υπό υγιεινοδιατροφική αγωγή (προδιαβήτης)

Διάγνωση - Ημ/νία διάγνωσης

Σχόλια

-
- E10: Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
- E11: Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης**
- E14: Διάφορες μορφές σακχαρώδους διαβήτη

Επιλέξτε το **αποτέλεσμα** που αφορά τον ασθενή

Επιλέξτε **διάγνωση** και συμπληρώστε την **ημερομηνία**

και στη συνέχεια επιλέξτε «**Επόμενο**»

✖️ Άκυρο

◀️ Προηγούμενο

▶️ Επόμενο



ARETAIOS HEALTH Pansyfa Logiscoop

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II (...)

Αποτέλεσμα παρέμβασης

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Εάν προσπαθήσετε να αναζητήσετε την διάγνωση με κωδικό ICD-10 θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λατινικό αλφάβητο. Προσθέστε σχόλια και χρήσιμες πληροφορίες στο ελεύθερο πεδίο.

test 7 patient Έκβαση: Δεν επισκέφθηκε ειδικό ιατρό

Σχόλια

Επιβεβαίωση

❓ Η υπηρεσία πρόκειται να ολοκληρωθεί. Επιθυμείτε να συνεχίσετε;

Ναι Όχι

Επιβεβαιώστε με «**Ναι**» τη συνέχεια της υπηρεσίας.

Άκυρο Προηγούμενο Επόμενο

4He v2.0.276.03 Φαρμακείο AretaiosHealth...



ARETAIOS HEALTH

Υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη II

Pansyfa Logiscoop

Ολοκλήρωση υπηρεσίας

test 7 patient

Ο/η test 7 patient εντάχθηκε στην υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη II την 26/04/2024.

Στάδιο

Στα πλαίσια της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ανάγκη παραπομπής του ασθενούς σε ειδικό ιατρό.
Ο ασθενής επισκέφθηκε ειδικό ιατρό και τέθηκε υπό παρακολούθηση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Αιτιολόγηση

Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2024

4He v2.0.276.03 | Φαρμακείο AretaiosHealth...

ΕΠΙΛΕΞΤΕ «Ολοκλήρωση»



ARETAIOS HEALTH

Home | Ημερολόγιο | Ασθενείς | Αρχεία | Αναφορές

Αρχική σελίδα

Εκτίμηση κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη II

Στάδιο: -

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
26/04/2024	test 7 patient	Ολοκληρώθηκε	
15/11/2023	test 3 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	12/12/2023
28/11/2023	test 4 patient	Παραπομπή σε ειδικό ιατρό	25/12/2023
15/11/2023	test 1 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
15/11/2023	test 2 patient	Ολοκληρώθηκε	15/11/2026
26/04/2024	test 6 patient	Ολοκληρώθηκε	26/04/2027

Προσθήκη

Ανίχνευση υπέρτασης

Στάδιο: Διεκόπη

Ένταξη	Ασθενής	Στάδιο	Ανασκόπηση
--------	---------	--------	------------

Προσθήκη

Σημειώσεις

Τίτλος: Σημείωση 1

4He v2.0.276.03 | Φαρμακείο AretaiosHealth...

Στο πεδίο «Εκτίμηση κινδύνου ΣΔΙΙ» στην αρχική σελίδα, το στάδιο της υπηρεσίας για τον συγκεκριμένο ασθενή έχει μεταβληθεί.



ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας
Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών